

PROCEDIMENTO

VELARYAN

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

1- Objetivo

O Velaryan, desenvolvido pela Medical San, é uma plataforma de laser estacionário de alta tecnologia, projetada para tratamentos estéticos e terapêuticos não invasivos. Utilizando a tecnologia de biofotomodulação com quatro comprimentos de onda (660nm, 808nm, 850nm e 980nm), o aparelho atua na harmonização corporal, lipólise, redução de gordura localizada, celulite, flacidez, tratamentos de lipedema e processos inflamatórios, melhorando a circulação.

2- Areas de aplicacao

Corporal.

3- Responsabilidades

Esteticistas, cosmetologas, massoterapeutas, biomedicas e fisioterapeutas.

4- Materiais/equipamentos utilizados

Velaryan

Faixa elastica;

Clorexidina nao alcolica;

Gaze; Ficha de evolucao do paciente.

5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala e devidamente higienizados;
2. Chamar o cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite”;
3. Realizar anamnese previa e orientar o paciente de como sera realizado o procedimento e quais os cuidados apos a aplicacao;
4. Realizar as medidas e registro fotografico do paciente;
5. Posicione o cliente na maca, no decúbito de acordo com a área que será tratada;
6. Higienize a área de tratamento com clorexidina aquosa 2%;
7. Acoplar as placas na região de tratamento, certifique – se em manter o respirador sempre livre, a fim de evitar super aquecimento;
8. Entregar o óculos de proteção para o cliente, e calce os óculos de proteção;
9. Ligar o equipamento;

10. No visor do equipamento, selecione as placas que irá utilizar;

11. Ajuste a potência e o tempo da aplicação com base na parametrização e de acordo com o objetivo do tratamento;

12. Pressione PROSEGUIR e PROSEGUIR novamente;

13. Ao finalizar, retirar as manoplas, e liberar o cliente;

14. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento;

15. Higienizar as placas com clorexidina não alcoólica;

16. Colocar o lençol e as toalhas para no local indicado e higienizar a maca com álcool 70%.

6- Limpeza e desinfecção das superfícies • A organização da sala é de responsabilidade do profissional, assim como a limpeza e a desinfecção das bancadas, macas com álcool 70%, e do equipamento com clorexidina; • O lençol e a toalha devem ser retirados na presença do cliente e armazenados no local indicado. 7- Indicações

1. Redução de Gordura Localizada;

2. Celulite;

3. Lipedema;

4. Reparo Tecidual;

5. Efeito Anti-inflamatório.

8- Contraindicações

1. Gestantes.

2. Pacientes com neoplasias.

3. Infecções bacterianas agudas.

4. Epiléticos.

5. Portadores de marca-passo.

6. Fotossensibilidade e uso de medicamentos fotossensibilizantes (ex: tetraciclina, ácidos derivados da Vitamina A).

7. Retina/Glaucoma (evitar aplicação na região).

Não utilizar dosimetrias acima de 50 Joules em pacientes fototipo V e VI. 9- Anexos Figura1: Aparelho Velaryan Medical San. Figura 2. Tabela de sugestão de parametrização do tratamento.



VELARYAN				
GORDURA	20M	1X - SEMANA	VERMELHO 40%	INFRAVERMELHO 50X
ANTIINFLAMATÓRIO	10M	3X - SEMANA	VERMELHO 20%	INFRAVERMELHO 10X
CELULITE	15M	3X - SEMANA	VERMELHO 50%	INFRAVERMELHO 30X
LIPEDEMA	20M	2X - SEMANA	VERMELHO 50%	INFRAVERMELHO 60X
REPARO TECIDUAL	10M	3X - SEMANA	VERMELHO 20%	INFRAVERMELHO 10X