

PROCEDIMENTO

Procedimento HECCUS TURBO

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

1- Objetivo Heccus turbo é a combinação de ultrassom de alta potência, correntes elétricas Aussie (correntes de média frequência) e correntes elétricas polarizadas. O procedimento acelera o metabolismo do corpo e quebra as células de gordura, promovendo sua eliminação e melhorando a textura da pele. É indicado no tratamento de celulites, gordura localizada, melhora da firmeza da pele, para tratamentos pós-cirúrgicos, pois promove o aumento da atividade metabólica. 2- Área de Aplicação Corporal 3- Responsabilidades Esteticistas, massoterapeutas, cosmetólogas, biomédicas e fisioterapeutas. 4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.) Lençol 1 Toalha 1 Aparelho Heccus Turbo 1 Gel Neutro (bisenaga) 1 Álcool 70% (borrifador) 1 Espátula 1 5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
2. Ligar o aparelho;
3. Chamar o cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando “bom dia”, “bom tarde” ou “boa noite”;
4. Apresentar-se ao cliente;
5. Encaminhar o cliente para a sala, retirar as medidas e posicioná-lo na maca de acordo com a região a ser tratada.
6. Cobrir a região íntima com uma toalha;
7. Selecione a opção de acordo com a área a ser tratada (Gordura localizada + Tonificação muscular / Celulite + Tonificação muscular), na parte superior da tela “inserção de dados”, ajuste a área em 5, o que já remete automaticamente aos 20 minutos de procedimento, ajustar a adipocidade na opção “adipômetro”, onde o profissional deve avaliar a camada de gordura da região a ser tratada.
8. Aplicar gel neutro na região a ser tratada;
9. Espalhar o gel com a manolha do equipamento;
10. No equipamento pressionar a tela “START” (em verde) para dar início à terapia;
11. Na tela de execução, é onde se faz o ajuste da intensidade da corrente, através das setas em amarelo. A intensidade da corrente varia de acordo com a tolerância de cada cliente; deve-se ajustar a dosagem de acordo com a sua sensibilidade e no decorrer do procedimento aumenta-la de maneira gradativa.
12. Após os 20 minutos de procedimento, o equipamento emitirá um aviso sonoro, e a corrente é interrompida automaticamente;
13. Apertar na tecla de stop para finalizar a aplicação, e só após o aviso sonoro parar desacoplar a manopla do paciente.
14. Remover o gel da região com uma toalha e liberar o paciente;

15. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento e liberá-lo;

16. Higienizar o aparelho e a maca com álcool 70%. NUNDA BORRIFAR ALCOOL DIRETAMENTE NA PONTEIRA, SEMPRE NA TOALHA OU PAPEL. 6- Limpeza e desinfecção das superfícies • A organização da sala é de responsabilidade do funcionário, assim como a limpeza e desinfecção das bancadas e macas que devem ser feitas com álcool 70%; • Os lençóis e toalhas devem ser tirados em frente à cliente e armazenados no local indicado. 7- Indicações • Gordura Localizada • Celulite • Tonificação muscular • Drenagem linfática • Melhora da firmeza da pele • Pós Operatórios • Eletroporação • Ionização de ativos 8- Contraindicações • Gestantes • Marcapasso • Cardiopatias graves • Implantes metálicos grandes • Inflamações • Neoplasias • Pele irritada ou com condições adversas

9- Anexos Figura1: Aparelho Heccus Turbo (Ibramed).

