

PROCEDIMENTO

Procedimento de Criofrequência

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

- 1- Objetivo A Criofrequência é um tratamento que combina radiofrequência com a crioterapia para redução de gordura localizada e flacidez. É um aparelho que trabalha concomitantemente ao frio de até -5 graus, provocando contração imediata das fibras de colágeno, que garante um efeito lifting no corpo. A energia gerada pela criofrequência ao atingir o corpo promove uma retração das fibras de colágeno já existente e estimula a formação de novas fibras elásticas em médio prazo. 2- Áreas de Aplicação Facial e corporal. 3- Responsabilidades Massoterapeuta, esteticistas, cosmetólogas, biomedicas e fisioterapeutas 4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quantidade Lençol 1 Toalha 1 Aparelho Ethernya Cold 1 Gel neutro 1 Álcool 70% (borrifador) 1 Procedimento de Criofrequência 5- Descritivo da Execução
1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala, o ar condicionado deve estar ligado.
 2. Ligar o aparelho no interruptor atrás do equipamento;
 3. Clicar na opção “criofrequência”; Na opção “frequência”, selecionar 2400kHz para facial e 1200kHz para corporal; Na opção “tempo”, 40 minutos;
 4. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando “bom dia”, “bom tarde” ou “boa noite”;
 5. Apresentar-se ao cliente;
 6. Encaminhar o cliente para a sala e posicioná-lo na maca de acordo com a região a ser trabalhada;
 7. Cobrir as partes íntimas com uma toalha;
 8. Aplicar uma fina camada de gel na área de tratamento;
 9. Acoplar a manopla do equipamento no paciente;
 10. Clicar no botão “start”;
 11. Sempre se mostrar atenta ao cliente e com seu bem estar;
 12. Concluído o tempo de aplicação, higienizar a região tratada e liberar o cliente;
 13. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento; Voltar na sala de atendimento e higienizar o aparelho e a maca com álcool 70%. 6- Limpeza e desinfecção das superfícies A organização da sala é de responsabilidade do funcionário, assim como a limpeza e desinfecção das bancadas e macas; Os lençóis e toalhas devem ser retirados em frente à cliente e armazenados no local apropriado. 7- Indicações
 14. Gordura localizada;
 15. Flacidez;
 16. Celulite
 17. Rejuvenescimento facial 8- Contraindicações

1. Portadores de marca-passo;
 2. Câncer;
 3. Grávidas e lactantes exclusivos;
 4. Portadores de doenças autoimunes;
 5. Dermatites;
 6. Epilepsia;
 7. Implantes de metal na região.
- 9- Anexos Figura1: Aparelho Ethernya Cold (Medical San).

