

PROCEDIMENTO

Procedimento de Modellata/Celutec

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

1- Objetivo Modellata é um aparelho de endermologia vibratória. É uma técnica que promove uma massagem vigorosa através de movimentos circulares, vibratórios e de percussão, estimulando a circulação sanguínea e o sistema linfático. O método favorece a eliminação das toxinas e dos líquidos acumulados no organismo, auxilia no modelamento do corpo, edemas e dores musculares além da melhora do aspecto celulítico. 2- Área de Aplicação Corporal. 3- Responsabilidades

Massoterapeutas, esteticistas, cosmetólogas, biomedicas e fisioterapeutas.

4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.) Lençol 1 Toalha 1 Aparelho modelatta/celutec 1 Vaselina líquida (borrifador) 1 Álcool 70% (borrifador) 1 5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários e equipamento estão na sala;
 2. Escolha a ponteira mais adequada para a região anatômica que deseja tratar;
 3. Fixe a ponteira na manopla;
 4. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando “bom dia”, “bom tarde” ou “boa noite”;
 5. Apresentar-se ao cliente;
 6. Encaminhar o cliente para a sala e posicioná-lo na maca em decúbito dorsal ou ventral (de acordo com a área a ser aplicada);
 7. Cobrir as partes intimas do cliente com uma toalha;
 8. Ligue o aparelho, ajuste a velocidade em 60, pode variar de acordo com a tolerância do cliente;
 9. Pressione a tecla (Início/Pausa – Star/Stop), ajustar o tempo do tratamento no display em 20 minutos;
 10. Aplique a vaselina, para deslizamento do equipamento na pele;
 11. Segure a manopla em sua posição central, entre o polegar e os demais dedos. Utilize a outra mão como auxiliar para condução da manopla; Realizar a aplicação com leve pressão na ponteira, movimentos contínuos de vai e vem e circulares ate finalizar o tempo de aplicação
 12. Sempre se mostrar atenta ao cliente e com seu bem estar;
 13. Concluído o tempo de aplicação, higienizar a pele do cliente com a toalha e liberá-lo;
 14. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento;
 15. Higienizar o aparelho e a maca com álcool 70%.
- 6- Limpeza e desinfecção das superfícies

- A organização da sala é de responsabilidade do funcionário, assim como a limpeza e desinfecção das bancadas e macas que devem ser feitas com álcool 70%; • Os lençóis e toalhas devem ser tirados em frente à cliente e mandados a lavanderia. 7- Indicações
- Redução da celulite; • Gordura localizada; • Redução de medidas; • Remodelagem corporal; • Estimulação circulatória linfática e sanguínea. 8- Contraindicações
- Gestantes; • Doenças metabólicas descompensadas • Neoplasias • Irritação de pele no local. • Infecções e inflamações • Ferimentos abertos 9- Anexos Figura1: Aparelho Modellata (Ibramed).

