

PROCEDIMENTO

**Procedimento de Lipocavity**

PÚBLICO

**Equipe**

CATEGORIA

**Estética**

SEÇÕES

**1**

## Conteúdo

### 1- Objetivo

O equipamento Lipocavity (Medical San) é um sistema moderno de ultracavitação (lipocavitação) e/ou ondas de choque, desenvolvido para atuar de forma não invasiva na redução de medidas, gordura localizada e celulite. A tecnologia utiliza ondas ultrassônicas de baixa frequência (variando entre 80kHz a 650kHz, dependendo da manopla/modelo) que produzem microbolhas no tecido adiposo. Esse processo, conhecido como cavitação instável, promove a implosão das células de gordura (adipócitos), liberando o conteúdo gorduroso no meio extracelular para ser metabolizado e eliminado naturalmente pelo organismo.

2- Áreas de Aplicação  
Abdomen, Braços, Coxas, Culote, Flancos.

3- Responsabilidades Esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, biomédica e fisioterapeuta

4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.) Lençol 1 Toalha 1 Aparelho Lipocavity 1 Gel Neutro 1 Luva de Vinil 1 Álcool 70% 1

5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
  2. Verificar se o equipamento esta ligado;
  3. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando “bom dia”, “bom tarde” ou “boa noite”;
  4. Apresentar-se ao cliente;
  5. Encaminhar o cliente para a sala, realizar as medidas e posicioná-lo na maca de acordo com a regioa a ser tratada;
  6. Cobrir as parte intimas com uma toalha;
  7. Aplicar gel de contato na regioa de tratamento;
  8. Selecionar no display do aparelho as opções: Continuo, Potência 80khz, Tempo 20 minutos.
  9. Antes de ligar o equipamento espalhar o gel na regioa com a propria manopla do equipamento;
  10. Depois de posicionado o transdutor na pele, acione ok;
  11. A aplicacao deve ocorrer de maneira pontual, e fazendo pequenos movimentos de circulo (media de 5-8 circulos), troca a area, repete novamente e troca a area, ate finalizar o tempo de aplicacao;
  12. Sempre se mostrar atenta ao cliente e com seu bem estar;
  13. Finalizado o tempo de aplicacao, desligar o equipamento;
  14. Higienizar o paciente;
  15. Liberar o cliente.
- 6- Indicações • Redução de medidas • Celulite • Remodelagem Corporal
- 7- Contraindicações
1. Gestantes e lactantes.

2. Pacientes com esteatose hepática (gordura no fígado), colesterol alto ou dislipidemias.
3. Áreas com infecções, inflamações ou varizes.
4. Próteses metálicas ou parafusos na região.
5. Doenças cardíacas, renais ou epilepsia
- 8- Anexos Figura1: Aparelho Lipocavity (Medical San).

